


Blodsuktermåler

Deltager nr:

SN nr.

Patient

Sensor
(Måler blodsukker under huden)



Transmitter
(Gemmer sensor aflæsninger)

Hvad skal jeg gøre?

- Brusebad og svømning som normalt
- Aflever sensor til sundhedsfagligt personale som aftalt

Hvad skal jeg ikke gøre?

- Ingen MR-scanninger
- Ingen fuldkrops scanninger
- Ingen solcreme eller crème på transmitteren
- Ingen af delene til måleren på puttes i munden, da der er kvælningsfare
- Fjern ikke transmitteren, da det vil slutte målingen med sensoren.


G6 Pro Overblik

G6 Pro måler dit blodsukkerniveau hvert 5. minut i 10 dage. Når du har afleveret apparatet til det sundhedsfaglige personale, kan de se din historisk af blodsukkerniveauer.

Hvor længe bærer jeg måleren?

Når din 10 dages måling periode slutter, så følg instruktion nedenfor om hvordan du fjerner plasteret fra huden. Aflever måleren i plastikposen med dit inter99 ID nr. til det sundhedsfaglige personale. Sensoren skal afleveres/afhentes indenfor 14 dage.

1 Fjern plasteret



2 Placer plaster i plastikposen med ID



Lær mere om G6 Pro på dexcom.com/guides

Kommentarer til at bære blodsuktermåler (skriv her hvis den er faldet af og dato): _____